



**Leisegang stellt Ihnen die
Gewährleistungserklärung für
Ihre Abrechnungsbewilligung
aus. Kontaktieren Sie uns!**



Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH

Leibnizstraße 32
D-10625 Berlin
Germany

T +49-(0)30-319009-0

F +49-(0)30-3135992

sales.leisegang@coopersurgical.com
www.leisegang.de

Geschäftsführung:

Uwe Skirl, Kerry Blair

a CooperSurgical company



Healthy women, babies, and families™

Regulative und rechtliche Hinweise:

Leisegang Kolposkope sind Medizinprodukte der Klasse I gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH hat in einem Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang VII der Medizinprodukterichtlinie den Nachweis erbracht, dass Leisegang Kolposkope die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Anhang I erfüllen. Zum Zeichen der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen sind die Geräte mit einem CE-Zeichen versehen.


Copyright: ®, ™, etc.

Erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenbezeichnungen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer sein.

Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

einfach den QR Code mit einem Smartphone und einer QR-Code App scannen.



Healthy women, babies, and families™



**ABKLÄRUNGS-
KOLPOSKOPIE**

Mit Leisegang auf der sicheren Seite



Am 1. Januar 2020 startete das Screening-Programm zur Früherkennung von Zervixkarzinomen.

Die Abklärungskolposkopie ist damit nun abrechnungsfähig. LEISEGANG Kolposkope erfüllen dafür alle apparativen Anforderungen gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung:

Direkte binokulare Befundung

- Binokularer Direktdurchblick für ermüdungsfreies Arbeiten

Mindestens 2 Vergrößerungsstufen

(zwischen 7- und 15-fach)

- 7,5-/15-/30-fache Vergrößerung in der Standardausführung
- 3,75-/7,5-/15-fache Vergrößerung in der S-Version

Lichtquelle

- Stufenlos regulierbare Weißlicht-LED für eine exzellente Kontrastdarstellung ohne Überblendung

Abrechnung nach GOP 01765
658 Punkte / EUR 72,30

Darüber hinaus bietet LEISEGANG ganzheitliche Systemlösungen für die Befunddokumentation, sowohl für niedergelassene Ärzte als auch für Krankenhäuser und ambulante OP-Zentren:

Beispiel Komplettlösung

- Modell 3MVC LED USB mit 7,5-/15-/30-facher Vergrößerung und integrierter Videokamera
- Alternativ Modell 3ML LED mit extern anschließbaren Kameras
- Kombiniert mit Schwebestativ und mobilem Rollfuß
- MediaWorkStation Software, Basic Edition
- Panel PC mit VESA-Halterung
- Fußschalter mit USB-Anschluß
- Auf Wunsch inkl. Aufbau und Einbindung der Software
- Dokumentationssoftware mit intuitiver Bedienung
- Rio-Nomenklatur
- DICOM-Schnittstellen Push oder Worklist
- GDT-Schnittstelle

Panel PC mit Touchscreen

- Full HD Display
- Mit komfortabler Touch-Funktion
- Schlankes, hygienisches Design



Befundbild
aufgenommen mit
einem Leisegang
Modell 3ML LED

Auch bereits vorhandene Foto-/Videokolposkope können zu Systemlösungen aufgerüstet werden.

